



## 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Entsorgungsbehälter dient ausschließlich zur Entsorgung von Pen-Kanülen aus dem medizinischen Bereich.

## 2. Sicherheitshinweise

- Nur Boxen in der Größe verwenden, die für die Aufnahme der zu entsorgenden Gegenstände geeignet sind.
- Box außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Deckel (1) muss vor Beginn der Befüllung aufgesetzt und eingerastet sein.
- Zu entsorgende Gegenstände nur senkrecht in die Box abwerfen.
- Pen-Kanülen müssen mit besonderer Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der Boxenwänden oder des Boxenbodens.
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken.
- Der Tagesdeckel (4) kann zum Eindrücken der zu entsorgenden Pen-Kanülen verwendet werden.
- Pen-Kanülen können durch die Eindrückhilfe (7) in die Box abgeworfen werden.
- Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.
- Box nicht über die Füll-Linie (3) befüllen (Verletzungsgefahr!).
- Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die Box fassen (Verletzungsgefahr!).
- Box nicht herunterwerfen.  
Box nicht schütteln.  
Box nicht fallen lassen.
- Vor Verschluss der Box sicherstellen, dass keine Gegenstände aus der Öffnung ragen.
- Box nur mit den Händen und nicht gewaltsam schließen.

- Befüllte Box nicht von außen zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, dass Deckel 1 und 4 fest verschlossen sind.

## 3. Montage (Deckelmontage)

Vor dem Befüllen den Deckel (1) fest auf das Boxenunterteil (8) drücken, der Deckel (1) rastet rundherum hörbar ein.

## 4. Täglicher Gebrauch

Für den täglichen Gebrauch den Tagesdeckel (4) leicht in die Füllöffnung (5) eindrücken, dann ist ein Öffnen wieder möglich. Gebrauchte – auf einem Insulinpen aufgeschraubte Klinion® Softfine Plus Pen-Kanülen ohne Schutzkappe senkrecht in den Abdrehstern einsetzen, leicht schräg stellen und den Insulinpen durch Linksdrehung von der Pen-Kanüle trennen. Den Tagesdeckel schließen, wodurch die gebrauchte Pen-Kanüle in den Abwurfbehälter gedrückt wird.

ACHTUNG: Die Deckelverriegelung (6) nur bei gefüllten Boxen drücken.

## 5. Endverschluss des Tagesdeckels (4)

Nach Befüllung der Box (Vorsicht: Nicht über die Füll-Linie (3) befüllen) wie folgt verfahren: Die Box auf einen festen Untergrund stellen und den Tagesdeckel (4) schließen. Dann die Deckelverriegelung (6) mit dem Finger eindrücken bis diese hörbar einrastet. ACHTUNG: Der Deckel befindet sich jetzt im Endverschluss und kann nicht mehr zerstörungsfrei geöffnet werden.

## 6. Füll-Linie - Maximale Füllhöhe (3)

Im oberen Teil der Box ist eine umlaufende Naht (2) sichtbar. Die maximale Füllhöhe (3) liegt ca. 1,5 cm unterhalb dieser umlau-

fenden Naht (2) und darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

## 7. Haltevorrichtungen

Eine Haltevorrichtung oder Adaptierung ist für diese Box momentan nicht vorgesehen.

## 8. Abdreh-/ Abziehvorrichtung

### 8.1 Sternförmige Vielzahnöffnung (5)

Sternförmige Vielzahnöffnung als Abdrehvorrichtung für Pen-Kanülen.

## 9. Entsorgung und Kennzeichnung

Die Entsorgungsboxen bestehen aus umweltneutralem Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen keine schädlichen Substanzen. Bei der Entsorgung die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beachten!

## 10. DIN EN ISO 23907

Soll die Box konform dieser Richtlinie benutzt werden, muss die nachfolgende Saugeinlage eingelegt werden.

Best.-Nr.	Verpackung
78.669	1.000

