

DE Gebrauchsanleitung

Die Sicherheits-Pen-Kanüle für Injektionspens ist ein steriles Einwegprodukt. Sie wird in Kombination mit einem Injektionspen verwendet, um dem Patienten Insulin zu injizieren.

Produkteigenschaften

- Automatische Nadelsperre nach der Benutzung, erkennbar an der roten Markierung.
- Die Pen-Kanüle wird durch einen Nadelschutz abgeschirmt, um Nadelstichverletzungen zu vermeiden.
- Die Nadel ist zu keiner Zeit sichtbar, was zum Patientenkomfort beiträgt.
- Durch ein Sichtfenster kann der Insulinfluss durch die Nadel überprüft werden (Vorbereitungstest).
- Das flügelartige Design sorgt für einen festen und sicheren Griff.
- Verfügbar in den beiden am häufigsten verwendeten Nadelgrößen 31G 6 mm und 31G 8 mm.
- Passend für alle gängigen Injektionspens.

Gebrauchsanleitung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie.
2. Setzen Sie die Sicherheits-Pen-Kanüle gerade auf den Pen auf und schrauben Sie sie fest.
3. Nehmen Sie die Außenkappe ab.
Achten Sie darauf, vor der Benutzung keinen Druck auf den Nadelschutz auszuüben!
4. Vergewissern Sie sich, dass die Nadel im Sichtfenster sichtbar ist.
5. Führen Sie einen Vorbereitungstest gemäß den Empfehlungen des Pen-Herstellers durch. Ein Tropfen Flüssigkeit sollte auf der Nadelspitze durch das Sichtfenster erkennbar sein.
Verwenden Sie eine neue Sicherheits-Pen-Kanüle, falls der Durchflusstest nicht erfolgreich war.
6. Stellen Sie die ärztlich angeordnete Insulindosis ein.
7. Führen Sie die Nadel in einer durchgehenden Bewegung in die Haut ein, bis der Widerstand des Nadelschutzes einsetzt. Injizieren Sie die Insulindosis gemäß den ärztlichen Anweisungen.
8. Nach abgeschlossener Injektion ziehen Sie die Nadel aus der Haut. Der Nadelschutz schirmt die Nadel automatisch ab. Eine rote Markierung erscheint im Sichtfenster. Die Nadel ist jetzt gesperrt und kann nicht wiederverwendet werden.
9. Entfernen Sie die Kanüle vom Pen.
10. Entsorgen Sie die benutzte Sicherheits-Pen-Kanüle in einen durchstichsicheren Behälter.

Warnhinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn die Schutzfolie oder die Außenkappe beschädigt sind oder fehlen oder wenn der Nadelschutz bzw. die Nadel Beschädigungen aufweisen.
- Berühren Sie den Nadelschutz nicht vor der Injektion. Das Ausüben von Druck auf den Nadelschutz kann die automatische Nadelsperre zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen auslösen.
- Die Sicherheits-Pen-Kanüle kann nicht verwendet werden, wenn die rote Sperrmarkierung im Sichtfenster erscheint. Dies weist darauf hin, dass die Nadel gesperrt ist und nicht erneut verwendet werden kann.
- Desinfizieren Sie den Hautbereich der Injektionsstelle gemäß den lokalen Standards mit einem Antiseptikum, bevor Sie die Injektion durchführen.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung des Pen-Herstellers.

Pyrogenfrei. Ungiftig.
Nicht mit Naturkautschuk hergestellt.

LOT Chargennummer

Hersteller

Verwendbar bis

STERILE R Mit Strahlung sterilisiert

PZN Pharmazentralnummer

Nicht wiederverwenden

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung

EN Instructions for use

The safety pen needle for injection pens is a sterile disposable product. It is used in combination with an injection pen to inject patients with insulin.

Key features

- Automatic needle lock after use, identifiable by the red mark.
- The pen needle is shielded by a needle guard to prevent needle-stick injuries.
- The needle is not visible at any time, which contributes to the patient's comfort.
- The insulin flow through the needle can be verified through the viewing window (preparation test).
- The wing-shaped design ensures a firm and secure grip.
- Available in the two most commonly used needle sizes: 31G 6 mm and 31G 8 mm.
- Suitable for all standard injection pens.

Instructions for use

1. Remove the protective film.
2. Place the safety pen needle straight onto the pen and screw it in place.
3. Remove the outer cap.
Be careful not to put pressure on the needle guard prior to use!
4. Make sure that the needle is visible in the viewing window.
5. Run a preparation test as recommended by the manufacturer of the pen. A drop of liquid should be visible on the tip of the needle through the viewing window.
If the flow test is not successful, use a new safety pen needle.
6. Set the medically prescribed dose of insulin.
7. Insert the needle into the skin in one continuous motion until there is resistance in the needle guard. Inject the dose of insulin according to the doctor's instructions.
8. After the injection has been administered, remove the needle from the skin. The needle guard shields the needle automatically. A red mark will appear in the window. The needle is now locked and can not be reused.
9. Remove the needle from the pen.
10. Dispose of the used safety pen needle in a sharps container.

Warnings

- Keep out of reach of children
- Do not use if the protective film or the outer cap are damaged or missing, or if the needle guard or needle show signs of damage.
- Do not touch the needle guard prior to injection. Applying pressure on the needle guard can trigger the automatic needle lock to prevent needle-stick injuries.
- The safety pen needle cannot be used when the red lock mark appears in the viewing window. This indicates that the needle is locked and cannot be used again.
- Disinfect the area of skin where the injection site will be with an antiseptic agent, in accordance with local standards, before you perform the injection.
- Follow the instructions of the pen manufacturer.

Non-pyrogenic. Non-toxic.
Not made with natural rubber latex.

LOT Lot number

Manufacturer

Use by date

STERILE R Sterilized using irradiation

PZN Pharmaceutical Central Number

Do not reuse

Read instructions for use

FR Mode d'emploi

L'aiguille de sécurité pour stylos injecteurs est un produit stérile à usage unique. Elle est utilisée en combinaison avec un stylo injecteur pour injecter de l'insuline au patient.

Caractéristiques Principales

- Verrouillage automatique de l'aiguille après utilisation, visible grâce à l'indicateur rouge.
- L'aiguille à stylo est protégée grâce à un dispositif de blocage afin d'éviter toute piqûre d'aiguille.
- L'aiguille n'est visible à aucun moment, ce qui met le patient plus à l'aise.
- Le débit d'insuline dans l'aiguille peut être contrôlé grâce à la fenêtre (test préliminaire).
- Son design en forme d'aile permet une bonne prise en main, en toute sécurité.
- Disponible dans les deux tailles d'aiguilles les plus fréquemment utilisées, 31G 6 mm et 31G 8 mm.
- Adapté à tous les stylos injecteurs courants.

Mode d'emploi

1. Retirez le film de protection.
2. Fixez l'aiguille à stylo de sécurité sur le stylo et vissez-la à fond.
3. Retirez le capuchon externe.
Veillez à n'exercer aucune pression sur le dispositif de blocage de l'aiguille avant de l'utiliser.
4. N'oubliez pas que vous pouvez voir l'aiguille par la fenêtre.
5. Effectuez un test préliminaire conformément aux recommandations du fabricant du stylo. Une goutte de fluide doit être visible au niveau de la pointe de l'aiguille, par la fenêtre.
Si le test de débit ne s'avère pas concluant, prenez une nouvelle aiguille à stylo de sécurité.
6. Réglez la dose d'insuline prescrite par le médecin.
7. Insérez l'aiguille dans la peau d'un mouvement continu jusqu'à ce que la résistance du dispositif de blocage de l'aiguille se déclenche. Injectez la dose d'insuline conforme aux prescriptions médicales.
8. Une fois l'injection terminée, retirez l'aiguille de la peau. Le dispositif de blocage de l'aiguille la verrouille automatiquement. Un indicateur rouge apparaît dans la fenêtre. L'aiguille est maintenant verrouillée et ne peut pas être réutilisée.
9. Retirez l'aiguille du stylo.
10. Mettez l'aiguille à stylo de sécurité utilisée au rebut dans un récipient prévu à cet effet.

Avertissements

- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas utiliser si le film de protection ou le capuchon extérieur sont endommagés ou manquants, ou si le dispositif de protection de l'aiguille ou l'aiguille sont endommagés.
- Ne touchez pas le dispositif de blocage de l'aiguille avant l'injection. Le fait d'exercer une pression sur le dispositif de blocage de l'aiguille peut déclencher la protection automatique de l'aiguille permettant d'éviter toute piqûre d'aiguille.
- L'aiguille à stylo de sécurité ne peut pas être utilisée si l'indicateur de protection rouge apparaît dans la fenêtre. Il indique que l'aiguille est verrouillée et ne peut pas être réutilisée.
- Désinfectez le site d'injection conformément aux normes locales à l'aide d'un antiseptique avant d'effectuer l'injection.
- Respectez les instructions d'utilisation du fabricant du stylo.

Apyrogène. Non toxique.
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

LOT Numéro de lot

Fabricant

À utiliser avant le

STERILE R Stérilisé par irradiation

PZN Numéro central pharmaceutique

Ne pas réutiliser

Merci de lire les instructions d'utilisation

ES Instrucciones de uso

La cánula de seguridad para lápices inyectoros es un producto estéril desechable. Se utiliza junto con un lápiz inyector para inyectar insulina al paciente.

Características Principales

- Bloqueo automático de la aguja tras el uso, reconocible por la marca de color rojo.
- La cánula para lápices está cubierta por un protector de aguja para evitar daños por pinchazo.
- La aguja no se puede ver en ningún momento, lo que ayuda a que el paciente se sienta cómodo.
- Un visor permite comprobar cómo fluye la insulina a través de la aguja (prueba de preparación).
- El diseño en forma de pluma permite un agarre firme y seguro.
- Disponible en los dos tamaños de aguja más usados: 31G 6 mm y 31G 8 mm.
- Se puede utilizar con todos los lápices inyectoros habituales.

Instrucciones de uso

1. Retire la lámina protectora.
2. Coloque la cánula de seguridad recta sobre el lápiz y enrósquela con firmeza.
3. Retire el caparazón externo.
¡Asegúrese de no presionar sobre la protección de aguja antes del uso!
4. Compruebe que la aguja se puede ver por el visor.
5. Realice una prueba de preparación siguiendo las recomendaciones del fabricante del lápiz. A través del visor, en la punta de la aguja se debería poder ver una gota de líquido.
Si la prueba de flujo no ha sido correcta, utilice una nueva cánula de seguridad para lápices.
6. Ajuste la dosis de insulina recomendada por el médico.
7. Con un giro, introduzca la aguja en la piel, hasta que la protección de aguja ofrezca resistencia. Inyecte la dosis de insulina siguiendo las indicaciones del médico.
8. Una vez finalizada la inyección, extraiga la aguja de la piel. La protección de aguja cubre automáticamente la aguja. En el visor aparece una marca de color rojo. La aguja queda bloqueada y no se puede reutilizar.
9. Retire la aguja de la pluma
10. Deseche la cánula de seguridad para lápices utilizada en un recipiente transparente.

Advertencias

- Conserve este material fuera del alcance de los niños.
- No utilice la cánula si la lámina de protección o la caperuza exterior están dañadas o faltan, o si la protección de aguja o la propia aguja están dañadas.
- No toque la protección de aguja antes de la inyección. Si se ejerce presión sobre la protección de aguja, se puede activar el bloqueo automático de la aguja para evitar pinchazos.
- La cánula de seguridad para lápices no se puede utilizar si aparece la marca de bloqueo de color rojo en el visor. Esta marca indica que la aguja está bloqueada y no se puede utilizar de nuevo.
- Antes de practicar la inyección, desinfecte la zona de la piel donde se va a inyectar según las normas locales con un antiséptico.
- Siga las instrucciones de uso del fabricante del lápiz.

No pirogénicas. No tóxicas.
No fabricado con látex de caucho natural.

LOT Número de lote

Fabricante


Fecha de caducidad

STERILE R Esterilización realizada mediante irradiación

PZN Código central de productos farmacéuticos

No reutilizar

Consulte las instrucciones de uso



IT Istruzioni per l'uso

L'ago di sicurezza per iniettori a penna è un prodotto monouso sterile che viene impiegato in combinazione con l'iniettore a penna per insulina.

Caratteristiche principali

- Dopo l'uso, l'ago viene bloccato automaticamente e il blocco è riconoscibile dal contrassegno rosso.
- Grazie a un meccanismo di protezione, l'ago per penna è realizzato per evitare le ferite da aghi.
- L'ago non è mai visibile, per un maggior comfort del paziente.
- Grazie al pannello trasparente è possibile controllare il flusso dell'insulina nell'ago (test di preparazione).
- Il design a forma d'ala assicura una presa salda e sicura.
- Disponibile nelle due dimensioni ago più utilizzate: 31G 6 mm e 31G 8 mm.
- Adatto a tutti i comuni iniettori a penna.

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere la pellicola di protezione.
2. Applicare l'ago di sicurezza per iniettori a penna direttamente sulla penna e avvertirlo.
3. Togliere il cappuccio esterno.
4. Assicurarsi di non esercitare alcuna pressione sulla protezione dell'ago prima dell'uso!
5. Accertarsi che l'ago sia visibile dal pannello trasparente.
6. Effettuare il test di preparazione seguendo le istruzioni indicate dal produttore dell'iniettore a penna. Dal pannello trasparente deve essere visibile una goccia di liquido sulla punta dell'ago.
7. Impiegare un nuovo ago di sicurezza nel caso in cui il test sulla portata del flusso non andasse a buon fine.
8. Impiegare la dose di insulina secondo le indicazioni mediche.
9. Introdurre l'ago nella pelle con un movimento continuo fino a quando non si attiva il meccanismo di blocco dell'ago. Iniettare la dose di insulina sulla base delle indicazioni mediche.
10. Al termine dell'iniezione, estrarre l'ago dalla pelle. Il meccanismo di protezione si attiva automaticamente e protegge l'ago e nel pannello trasparente è visibile un contrassegno rosso. A questo punto, l'ago è bloccato e non è più riutilizzabile.
11. Rimuovere l'ago dall'iniettore a penna.
12. Smaltire l'ago di sicurezza usato in un apposito contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti.

Avvertenze

- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non utilizzare se la pellicola di protezione o il cappuccio esterno sono danneggiati o mancanti oppure la protezione dell'ago e/o l'ago stesso non sono integri.
- Non toccare la protezione dell'ago prima dell'iniezione. Se viene esercitata pressione sulla protezione dell'ago, è possibile che si attivi il blocco automatico dell'ago che consente di evitare ferite da aghi.
- Se nel pannello trasparente diventa visibile il contrassegno di blocco rosso, non è possibile utilizzare l'ago di sicurezza per iniettori a penna. Il contrassegno rosso indica che l'ago è bloccato e non può più essere utilizzato.
- Prima di effettuare l'iniezione, disinfettare la zona interessata con un antisettico secondo gli standard locali.
- Attenersi alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore dell'iniettore a penna.

Non pirogenico. Atossico.
 Non realizzato in lattice di gomma naturale.

LOT Numero di lotto

Produttore

Da utilizzare entro il

STERILE R Sterilizzazione con radiazioni

PZN Codice identificativo del farmaco

Non riutilizzare

Leggere le istruzioni per l'uso

TR Kullanım kılavuzu

İnsülin kalemleri için kalem emniyet kanülü tek kullanımlık steril bir üründür. Hastaya insülin enjekte etmek için bir insülin kalemiyle birlikte kullanılır.

Ürün özellikleri

- Kullandıktan sonra otomatik iğne kilidi, kırmızı işaretten ayırt edilebilir.
- Kalem kanülü, iğne batmasından kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bir iğne korumasıyla donatılmıştır.
- İğne hiçbir zaman görünür değildir, bu da hasta konforuna katkıda bulunur.
- Kontrol penceresinden iğne içindeki insülin akışı kontrol edilebilir (hazırlık testi).
- Katat biçimli tasarımı sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.
- En sık kullanılan 31G 6 mm ve 31G 8 mm iğne boyutlarında sunulur.
- Yaygın kullanılan tüm insülin kalemlerine uygundur.

Kullanım kılavuzu

1. Koruyucu filmi çıkarın.
2. Kalem emniyet kanülünü kalem üzerine takın ve sıkıca vidalayın.
3. Diş kapağı çıkarın.
4. **Kullanmadan önce iğne koruması üzerine baskı uygulamamaya dikkat edin!**
5. İğnenin kontrol penceresinden görülebilir olduğundan emin olun.
6. Kalem üreticisinin tavsiyelerine uygun olarak bir hazırlık testi yapın. Kontrol penceresinden bakıldığında iğne ucunda bir damla sıvı görülebilmelidir.
7. **Eğer hazırlık testi başarısız olursa, yeni bir kalem emniyet kanülü kullanın.**
8. Doktor tarafından önerilen insülin dozunu ayarlayın.
9. İğneyi kesintisiz bir hareketle, iğne korumasının direncini hissedinceye kadar cildinize bastırın. İnsülin dozunu doktor tavsiyelerine uygun olarak enjekte edin.
10. Enjeksiyon tamamlandıktan sonra iğneyi cildinizden çıkarın. İğne koruması iğneyi otomatik olarak perdeler. Kontrol penceresinde kırmızı işaret görülür. İğne şimdi kilitlenmiştir ve yeniden kullanılamaz.
11. Kanülü kalemden ayırın.
12. Kullanan kalem emniyet kanülünü iğnenin delemeyeceği güvenli bir kap içinde bertaraf edin.

Uyarılar

- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın
- Koruyucu film veya dış kapak zarar görmüşse veya yerinde yoksa, iğne koruması ya da iğne zarar görmüşse kullanmayın.
- Enjeksiyondan önce iğne korumasına dokunmayın. İğne korumasına baskı uygulamaması, iğne batmasından kaynaklanan yaralanmaları önlenmesine yarayan otomatik iğne kilidinin açılmasına neden olabilir.
- Kalem emniyet kanülü, kontrol penceresine kırmızı kilit işareti görülüyorken kullanılamaz. Bu, iğnenin kilitli olduğunu ve yeniden kullanılmayacağını gösterir.
- Enjeksiyonu yapmadan önce, enjeksiyon noktasındaki cildinizi yerel standartlara uygun olarak bir antiseptikle dezenfekte edin.
- Kalem üreticisinin kullanım kılavuzuna uyun.

Pirojen içermez, zehirsizdir,
 Doğal latex'ten üretilmemiştir.

LOT Parti numarası

Üretici

Son kullanım tarihi

STERILE R İşinla sterilize edilmiştir

PZN Eczacı Kontrol Numarası

Tekrar kullanmayın

Kullanım kılavuzunu okuyun

PL Instrukcja użycia

Bezpieczna igła insulinowa do wstrzykiwacza insuliny to produkt jądowy jednorazowego użytku. Jest ona stosowana z wstrzykiwaczem insuliny do wstrzykiwania insuliny.

Właściwości produktu

- Automatyczna blokada igły po użyciu — można ją rozpoznać po czerwonym oznaczeniu.
- Igła insulinową chroni osłona igły, aby zapobiec skałeczeniu na skutek przypadkowego ułkucia.
- Igła przez cały czas jest niewidoczna, co zwiększa komfort pacjenta.
- Przez wizjer można kontrolować przepływ insuliny przez igłę (test przygotowania).
- Kształt motylkowy ułatwia mocne i pewne uchwycenie.
- Dostępna w dwóch najczęściej stosowanych rozmiarach igieł: 31G 6 mm i 31G 8 mm.
- Pasuje do wszystkich najpopularniejszych wstrzykiwaczy insuliny.

Instrukcja użycia

1. Zdjąć folię ochronną.
2. Nasadzić bezpieczną igłę insulinową prosto na wstrzykiwacz i mocno przykręcić.
3. Zdjąć zewnętrzną nasadkę.
4. **Zwrócić uwagę, aby przed użyciem nie wywierać nacisku na osłonę igły.**
5. Upewnić się, że igła jest widoczna w wizjerze.
6. Wykonać test przygotowawczy zgodnie z zaleceniami producenta wstrzykiwacza. Przez wizjer powinna być widoczna kropla płynu na końcówce igły.
7. **Użyć nowej bezpiecznej igły insulinowej, jeżeli test przepływu nie powiódł się.**
8. Ustawić zaleconą przez lekarza dawkę insuliny.
9. Płynnym ruchem wprowadzić igłę w skórę aż do wyczuwalnego oporu osłony igły. Wstrzyknąć dawkę insuliny zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
10. Po zakończeniu wstrzykiwania wyjąć igłę ze skóry. Osłona igły automatycznie osłoni igłę. Na wizjerze pojawi się czerwone oznaczenie. Igła jest teraz zablokowana i nie można jej ponownie użyć.
11. Zdjąć igłę z wstrzykiwacza.
12. Zużyty igłę wyrzucić do takiego pojemnika, który wyklucza ryzyko ułkucia.

Wskazówki ostrzegawcze

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia folii ochronnej lub zewnętrznej nasadki, bądź ich braku lub też uszkodzenia osłony igły wzgl. samej igły.
- Nie dotykać osłony igły przed wstrzyknięciem. Nacisk na osłonę igły może spowodować automatyczną blokadę igły w celu uniknięcia ryzyka ułkucia igłą.
- Bezpieczną igłę insulinową nie można stosować, jeżeli w wizjerze pojawi się czerwone oznaczenie blokady. Wskazuje ono, że igła jest zablokowana i nie można jej już ponownie użyć.
- Przed wstrzyknięciem insuliny zdezynfekować obszar skóry w miejscu wstrzyknięcia zgodnie z lokalnymi standardami środkami aseptycznym.
- Przestrzegać instrukcji użycia producenta wstrzykiwacza insuliny.

Nie zawiera pirogenów. Nietoksyczna. Produkt nie jest wykonany z naturalnego lateksu.

LOT Numer partii

Producent

Termin przydatności do użycia

STERILE R Produkt sterylizowany radiacyjnie

PZN Numer wyrobu farmaceutycznego

Nie stosować ponownie

Przeczytać instrukcję użycia

RU Инструкция по применению

Безопасная игла для инъекционных шприцев является стерильным одноразовым продуктом. Она используется в комбинации с инъекционным шприцем для введения пациенту инсулина.

Свойства продукта

- Автоматическое блокирование иглы после использования опознаётся по красной маркировке.
- Игла отгорожена специальной защитой во избежание уколов иглой.
- Иглу не видно, что способствует комфортному состоянию пациента.
- При помощи смотрового окна можно наблюдать, как инсулин протекает по игле (Подготовительный тест).
- Дизайн крыловидной формы обеспечивает крепкий и надёжный захват.
- В ассортименте имеются иглы двух наиболее часто используемых размеров: 31G - 6 мм, и 31G - 8 мм.
- Подходит ко всем распространённым шприцам для инъекций.

Инструкция по применению

1. Удалите защитную плёнку.
2. Насадите безопасную иглу прямо на шприц и приверните её.
3. Снимите внешний колпачок.
4. **Следите за тем, чтобы до начала использования на специальную защиту не оказывалось давления!**
5. Убедитесь в том, что игла видна в смотровом окне.
6. Проведите подготовительный тест в соответствии с рекомендациями производителя шприцев. Капля жидкости должна быть видна на кончике иглы через смотровое окно.
7. **В случае если тест на проходимость проведён неудачно, используйте новую безопасную иглу.**
8. Наберите предписанную врачом дозу инсулина.
9. Непрерывным движением введите иглу под кожу, до момента срабатывания сопротивления специальной защиты иглы. Введите дозу инсулина в соответствии с предписаниями врача.
10. По завершении инъекции вытяните иглу из-под кожи. Специальная защита иглы автоматически прикроет иглу. Красная маркировка появится в смотровом окне. Теперь игла заблокирована и её нельзя использовать снова.
11. Удалите иглу со шприца.
12. Утилизируйте использованную безопасную иглу в прозрачный контейнер.

Рекомендации по безопасности

- Храните в месте, недоступном для детей.
- Не используйте, если повреждены или отсутствуют защитная плёнка или внешний колпачок, или если на специальной защите иглы или на самой игле имеются повреждения.
- До проведения инъекции не дотрагивайтесь до специальной защиты иглы. Оказание давления на специальную защиту иглы может вызвать автоматическую блокировку иглы во избежание проколов иглой.
- Безопасную иглу нельзя использовать в случае если в смотровом окне появляется красная маркировка блокирования. Это свидетельствует о том, что игла заблокирована и не может быть использована снова.
- Перед проведением инъекции продезинфицируйте область кожи в месте инъекции в соответствии со стандартами, принятыми в Вашей стране, при помощи антисептика.
- Соблюдайте рекомендации производителя шприца, указанные в инструкции по применению.

Не содержит пирогены. Нетоксично.
 Не содержит натурального латекса.

LOT Номер партии

Производитель

Использовать до

STERILE R Стерилизовано при помощи излучения

PZN Центральный фармацевтический номер

Не использовать повторно

Прочтите инструкцию по применению