

kliniderm® foam

INSTRUCTIONS FOR USE

KLINION



ENGLISH

Product Description
Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressings are sterile wound dressings, consisting of hydrophilic absorbent polyurethane foam wound contact layer and a pink, low friction waterproof polyurethane film outer layer, which also provides a bacterial barrier. Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressing maintains a moist wound environment to assist in the healing process of moderate to heavily exuding wounds.

Indications

Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressing may be used throughout the healing process and is indicated for moderate to heavily exuding chronic and acute wounds. Chronic wounds: Pressure ulcers, Venous Leg ulcers, Diabetic ulcers. Acute wounds: Lacerations, Abrasions, Post-operative surgical wounds, Superficial and partial thickness burns and on cavity wounds as a secondary dressing. Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressings are suitable for use under compression bandaging. Kliniderm® Foam non-adhesive foam may also be used in the management of infected wounds or wounds in which there is an increased risk of infection under the medical supervision of a healthcare professional. In addition, the dressing aids autolytic debridement when use in combination with a gel, for example the Mesitran Soft.

Directions for use

Site Preparation: Debride when necessary and irrigate the wound site in accordance with standard protocols. Remove excess solution from surrounding skin. Dressing Selection: Select a size of Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressing that is slightly larger than the wound.

Dressing Application:

1. If necessary the dressing can be cut using sterile scissors to the wound size.
2. Centre the dressing on the wound with the pink side of the dressing facing up and apply it gently to the wound site.
3. Fix the dressing in place with a suitable tape to ensure the dressing remains in position. Ensure the tape is applied to the edges only and does not cover the dressing as this may affect its performance. Alternatively, if being used under compression bandaging, tape is not required as the bandaging will hold the dressing in situ.
4. Discard any remaining dressing material due to the risk of contamination. Dressing Change and

Removal:

1. Kliniderm® Foam non-adhesive foam dressing can remain in situ for up to 7 days, dependent on patient condition and the level of exudate. Initially it may be necessary to observe the wound or dressing frequently and change the dressing whenever good wound care practice dictates.
2. Gently remove the dressing from the wound bed and discard. Dispose of according to local procedures and guidelines.
3. If required, cleanse the wound site with a suitable wound cleanser prior to application of a new dressing.

Precautions

Ensure the dressing is applied to the wound pink side up. Do not use on patients with a known sensitivity to polyurethane films or foams. Do not re-use in whole or in part, as it may compromise sterility and/or the performance of the dressing. Do not use with oxidising solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent polyurethane component of the dressing. Kliniderm® non adhesive foam dressing must not be ingested and must be kept away from children and animals. For use under the guidance of a healthcare professional. For external use only. Does not contain animal products. Do not re-use. Do not re-sterilise. Do not use if individual pouch is damaged/opened. The use by date of this product is printed on the packaging.



References

Sizes	Units	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

Referenzen

Größe	Packungsinhalt	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

DEUTSCH

Produktbeschreibung
Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände sind sterile Verbände aus einem hydrophilen, saugfähigen Polyurethan-Schaumstoff an einem pinkfarbenen, wasserdichten Polyurethanfilm mit geringer Reibung, der auch als Bakterienbarriere dient. Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände sind weich, stark absorbierend und anpassungsfähig für ideale Heilungsbedingungen für feuchte Wunden.

Indikationen

Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände können über den gesamten Heilungsprozess verwendet werden. Sie sind angezeigt bei allen leicht bis stark nässenden, chronischen und akuten Wunden. Chronische Wunden: Liegewunden. Ulcus Cruris. Venöse Geschwüre. Arterielle Geschwüre, Diabetes-Wunden. Akute Wunden: Schnittwunden. Schürfwunden. Transplantations- und Hautentnahmestellen. Postoperative Wunden. Traumawunden. Oberflächliche Verbrennungen und Brandwunden 2. Grades. Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände können auch unter Druckverbänden verwendet werden. Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände können unter ärztlicher/pflegerischer Aufsicht bei der Behandlung autolytisch debridiert oder von Wunden mit einem erhöhten Infektionsrisiko eingesetzt werden. Zusätzlich unterstützt der Wundverband zusammen mit einem entsprechenden Gel, d.h. beispielsweise mit Mesitran Soft, das autolytische Debridement.

Kontraindikationen

Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände nicht anwenden bei - Chirurgischen Implantationen

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung: Die Wunde bei Bedarf debridieren und anschließend nach dem Standardverfahren spülen. Die Wundumgebung gut trocknen. Wahl des Verbands: Die Größe des Kliniderm Foam nicht klebenden Schaumstoff-Wundverbands so wählen, dass er ein wenig größer ist als die Wunde. Anlegen des Verbands:
1. Falls nötig, kann der Verband auf Wundgröße zugeschnitten werden.
2. Halten Sie den Verband mittig über die Wunde und platzieren Sie diesen sanft.
3. Fixieren Sie den Verband mit einem geeigneten Pflaster, damit es mittig auf der Wunde bleibt. Wechsel und

Entfernen des Wundverbands:

1. Kliniderm Foam nicht klebende Schaumstoff-Wundverbände können, je nach Zustand des Patienten und der Menge an Wundfeuchtigkeit, bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Anfänglich kann ein Verbandwechsel alle 24 Stunden oder nach ärztlicher/pflegerischer Vorschrift notwendig sein.
2. Entfernen Sie den Wundverband, indem Sie die Pflaster unter leichtem Druck abziehen.
3. Den Verband vorsichtig von der Wunde abziehen und entsorgen.
4. Reinigen Sie, falls nötig, die Wunde, bevor Sie einen neuen Verband anbringen.

Infizierte Wunden:

1. Infizierte Wunden erfordern eine adäquate medizinische Behandlung.
2. Die Verwendung des Kliniderm Foam nicht klebenden Schaumstoff-Wundverbands kann nach Ermessen des behandelnden Arztes/Pflegers fortgesetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie sicher, dass der Wundverband mit der pinkfarbenen Seite nach oben platziert wird. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit gegen Polyurethanfilme oder Schaumstoffe. Nicht mit oxidierenden Lösungen wie Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid verwenden. Nur zur äußeren Anwendung. Wiederverwendung kann zu schweren Infektionen führen.

Lagerung

Kühl und trocken aufbewahren. Enthält keine tierischen Produkte. Zur einmaligen Verwendung. Nicht erneut sterilisieren. Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung beschädigt oder geöffnet ist. Haltbarkeitsdatum: siehe Verpackung.



Referenzen

Größe	Packungsinhalt	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

NEDERLANDS

Productbeschrijving
Kliniderm Foam niet-klevend schuimwondverband is een steriel wondverband, dat hydrofiel absorberend polyurethaan-schuim bevat dat is gelamineerd in een roze, gering wrijving veroorzakende waterdichte polyurethaanfilm, die tevens een bacteriële barrière vormt. Kliniderm Foam niet-klevend schuimwondverband is zacht, sterk absorberend, vormbaar en vormt een ideaal vochtig wondmilieu voor genezing.

Indicaties

Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband kan tijdens het gehele genezingsproces worden gebruikt en is geïndiceerd voor alle matig tot veel vochtafgevendende chronische en acute wonden. Chronische wonden: Doorligwonden. Ulcus Cruris. Veneuze ulcera. Arteriële ulcera. Diabetes ulcera. Acute wonden: Snijschonden. Schafwonden. Graft- en donorites. Postoperatieve wonden. Traumatische wonden. Oppervlakkige en tweedegraads brandwonden. Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband kan worden gebruikt in combinatie met drukverbanden. Kliniderm Foam niet-klevend foam kan ook onder medisch toezicht van een arts/verpleegkundige worden gebruikt tijdens het behandelen van geïnfecteerde wonden of wonden met een verhoogd risico op infecties. Daarnaast helpt het verband autolytisch debridiert bij gebruik in combinatie met een gel, bijvoorbeeld de Mesitran Soft.

Contra-indicaties

Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband niet in de volgende gevallen: - Chirurgische implantatie.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereidingen: Debrideer de wond indien nodig en spoel de wond uit volgens de standaard procedure. Verwijder overtollige oplossing van de omliggende huid. Verbandkeuze: Kies een Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband dat iets groter is dan de wond. Aанbrengen van verband:
1. Het verband kan indien nodig op maat worden geknipt.
2. Plaats het verband op het midden van de wond en breng het voorzichtig aan op de wond.
3. Bevestig het verband met een geschikte pleister om zeker te stellen dat het verband midden op de wond blijft zitten.

Verwisselen en verwijderen van verband:

1. Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband kan 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de conditie van de patiënt en de hoeveelheid wondvocht. In het beginstadium is het wellicht nodig het verband om de 24 uur te verwisselen, of op voorschrift van een arts/verpleegkundige.
2. Verwijder het verband door de pleisters voorzichtig los te trekken.
3. Verwijder het verband voorzichtig van de wond en gooi het in de afvalbak
4. Reinig de wond indien nodig alvorens een schoon verband aan te brengen.

Geïnfecteerde wonden:

1. Indien de wond is geïnfecteerd, is een juiste medische behandeling noodzakelijk.
2. Gebruik van Kliniderm Foam niet-klevend foam wondverband kan worden voortgezet onder toezicht van een arts/verpleegkundige.

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen: Let op dat het wondverband op de wond wordt aangebracht met de roze kant naar boven. Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor polyurethaanfilms of foams. Niet gebruiken met oxidierende oplossingen zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Kliniderm Foam Border is bedoeld voor eenmalig gebruik. Gebruik het niet opnieuw, dit kan ernstige infecties veroorzaken.

Bewaren

Koel en droog bewaren. Bevat geen dierlijke producten. Voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw steriliseren. Niet gebruiken wanneer de individuele verpakking beschadigd of geopend is. Houdbaarheidsdatum: zie verpakking.



Referenties

Maat	Stuks	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

Références

Taille	Unités	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

FRANÇAIS

Description du produit
Les pansements en mousse non-adhésifs Kliniderm Foam sont des pansements stériles pour plaies, composés d'une mousse polyuréthane absorbante hydrophile, stratifié d'un film rose étanche en polyuréthane à frottement réduit, qui sert également de barrière antibactérienne. Les pansements en mousse non-adhésifs Kliniderm Foam sont doux, très absorbants, confortables et créent l'environnement idéal pour la cicatrisation humide des plaies.

Indications

Le pansement en mousse non-adhésif Kliniderm Foam peut être utilisé tout au long du processus de cicatrisation ; il est indiqué pour toutes les plaies faiblement à fortement suintantes, chroniques et aiguës. Plaies chroniques : Plaies de pression. Ulcères de la jambe. Ulcères veineux. Ulcères artériels. Ulcères diabétiques. Heridas agudas: Laceraciones. Plaies de greffes et sites donneurs. Plaies postopératoires. Plaies traumatiques. Brûlures superficielles et un deuxième degré. Les pansements en mousse non-adhésifs Kliniderm Foam peuvent être utilisés en bandages compressifs. La mousse non-adhésive Kliniderm Foam peut également être utilisée pour le traitement de plaies infectées ou de plaies pour lesquelles il existe un risque accru d'infection, sous la supervision d'un professionnel de santé. De plus, le pansement facilite le parage autolytique lorsqu'il est combiné à un gel, par exemple l'Mesitran Soft.

Contre-indications

Le pansement en mousse non-adhésif Kliniderm Foam n'est pas indiqué dans le cas suivant : - Implantation chirurgicale.

Conseils d'utilisation

Préparation du site : Parer si nécessaire et irriguer le site de la plaie conformément aux protocoles standards. Retirer la solution en excès de la peau avoisinante. Choix du pansement : Choisir une taille pour le pansement Kliniderm Foam non adhésif en mousse, qui soit légèrement plus grande que la plaie. Application du pansement :
1. Le pansement peut être, si nécessaire, découpé à la bonne dimension.
2. Centrer le pansement sur la plaie et l'appliquer délicatement sur le site de la plaie.
3. Coller le pansement en place à l'aide d'un ruban adhésif convenable pour s'assurer que le pansement reste fixé au centre.

Changement et retrait du pansement:

1. Le pansement Kliniderm Foam non adhésif en mousse peut rester en place jusqu'à 7 jours, selon l'état du patient et le niveau d'exsudat. Il peut être nécessaire au début de changer le pansement toutes les 24 heures ou à chaque fois que les bonnes pratiques de traitement des blessures exigent de changer le pansement.
2. Retirer le pansement en décollant les rubans adhésifs par une légère pression.
3. Retirer délicatement le pansement du site de la plaie et le jeter.
4. Si nécessaire, nettoyer le site de la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.

Plaies infectées:

1. Si la plaie est infectée, un traitement médical approprié doit être entrepris.
2. L'application du pansement non adhésif Kliniderm Foam en mousse peut être poursuivie à la discrétion du médecin praticien/clinicien traitant.

Précautions d'utilisation

S'assurer que le pansement est appliqué sur la plaie, le côté rose vers le haut. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité reconnue aux membranes en polyuréthane, aux mousses ou aux adhésifs acryliques. Ne pas utiliser avec des solutions oxydants tels que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène. A usage externe uniquement. Une réutilisation du cathéter peut entraîner de graves infections.

Conservation

Conserver dans un endroit sec et frais. Ne contient aucun produit d'origine animale. Ne pas réutiliser. Ne pas re-steriliser. Ne pas utiliser si la poche individuelle a été endommagée/ouverte. La date limite d'utilisation de ce produit est imprimée sur l'



Références

Taille	Unités	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

ESPAÑOL

Descripción del product
Los apósitos Kliniderm Foam de espuma no adhesiva son apósitos estériles, que constan de una espuma de poliuretano absorbente hidrófila laminada en una película rosa, de baja fricción, impermeable al agua, que también aporta una barrera bacteriana. Los apósitos de espuma no adhesiva Kliniderm Foam son suaves, muy absorbentes, conformables y crean el medio ambiente ideal para la curación de las heridas húmedas.

Indicaciones

El apósito de espuma no adhesivo Kliniderm Foam puede usarse durante todo el período de curación y está indicado para todas las heridas crónicas y agudas de exudación moderada a intensa. Heridas crónicas: Úlceras de presión. Úlceras en las piernas. Úlceras venosas. Úlceras arteriales. Úlceras diabéticas. Heridas agudas: Laceraciones. Abrusiones. Heridas de injertos y lugares donantes. Heridas quirúrgicas postoperatorias. Heridas por traumatismos. Quemaduras superficiales y de espesor parcial. Los apósitos de espuma no adhesivos Kliniderm Foam son adecuados para usarse bajo vendajes compresivos. La espuma no adhesiva Kliniderm Foam puede usarse también en el tratamiento de heridas infectadas o heridas en las que hay un aumento del riesgo de infección, bajo la supervisión médica de un profesional sanitario. Además, el apósito ayuda en el desbridamiento autolítico cuando se usa en combinación con un gel, por ejemplo, el Mesitran Soft.

Contraindicaciones

El apósito de espuma no adhesivo NOMBRE DEL PRODUCTO® no está indicado para usarse en las siguientes circunstancias: - Implants quirúrgico

Instrucciones de uso

Preparación del sitio: Desbride si es necesario e irrigue el lugar de la herida de acuerdo con los protocolos normales. Retire el exceso de solución de la piel circundante. Selección del vendaje: Seleccione un tamaño del apósito de espuma no adhesiva Kliniderm Foam que sea ligeramente mayor que la herida. Aplicación del apósito:
1. Si es necesario, el apósito puede cortarse al tamaño de la herida.
2. Centre el apósito sobre la herida y aplíquelo suavemente sobre el lugar de la herida.
3. Fije el apósito en su sitio con un esparadrapo adecuado para asegurar que el apósito permanece bloqueado centralmente.

Cambio y retirada del apósito:

1. El apósito de espuma no adhesiva Kliniderm Foam puede permanecer puesto hasta 7 días, dependiendo del estado del paciente y el nivel de exudado. Inicialmente, puede ser necesario cambiar el apósito cada 24 horas o siempre que la buena práctica de cuidado de las heridas indique que debe cambiarse el apósito.
2. Retire el apósito despegando los esparadrapos mediante una presión suave.
3. Retire suavemente el apósito del lecho de la herida y deséchelo.
4. Si es necesario, lave la zona de la herida antes de aplicar un nuevo apósito.

Heridas infectadas:

1. Si la herida está infectada, debe iniciarse un tratamiento médico adecuado.
2. La aplicación del apósito de espuma no adhesiva Kliniderm Foam puede continuar a criterio del médico responsable.

Precauciones

Compruebe que el apósito se aplica a la herida con el lado rosa hacia arriba. No lo utilice en pacientes con sensibilidad oxidantes como hipoclorito o peróxido de hidrógeno. Sólo para uso externo. La reutilización puede causar infecciones graves.

Almacenamiento

Guarde en un lugar fresco y seco. No contiene productos animales. No reutilizar. No re-esterilizar. No utilizar si la bolsa individual está dañada/abierta. La fecha de caducidad de este producto está impresa en el envoltorio.



Referencias

Tamaño	Unidades	REF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

ITALIANO

Descrizione del prodotto
Le medicazioni in schiuma non adesive Kliniderm Foam sono medicazioni sterili composte da una schiuma di poliuretano assorbente e idrofila applicata su una pellicola rosa di poliuretano impermeabile a basso attrito che costituisce una barriera per i batteri. Le medicazioni in schiuma non adesive Kliniderm Foam sono morbide, estremamente assorbenti, confortevoli e creano l'ambiente ideale per la cicatrizzazione umida delle ferite.

Indicazioni

La medicazione in schiuma non adesiva Kliniderm Foam può essere utilizzata durante l'intero processo di cicatrizzazione ed è indicata per tutte le ferite croniche e acute con essudato da moderato a consistente. Ferite croniche: Piaghe da decubito, Ulcere venose delle gambe, Ulcere venose, Ulcere arteriose, Ulcere diabetiche. Ferite acute: Lacerazioni, Abrasioni, Ferite da trapianto e siti donatori, Ferite chirurgiche post-operatorie , Ferite da traumi, Ulstioni superficiali e di secondo grado. Le medicazioni in schiuma non adesive Kliniderm Foam possono essere usate anche sotto i bendaggi compressivi. La schiuma non adesiva Kliniderm Foam può essere utilizzata anche nel trattamento delle ferite infette o ferite con elevato rischio di infezione sotto supervisione medica di un professionista sanitario. Inoltre, la medicazione favorisce il debridement autolitico se utilizzata insieme a un gel, come per esempio il Mesitran Soft.

Controindicazioni

L'utilizzo della medicazione in schiuma non adesiva Kliniderm Foam non è indicato nei seguenti casi: Impianti chirurgici.

Istruzioni per l'uso

Preparazione dell'area: Rimuovere il tessuto devitalizzato se necessario e irrigare l'area della ferita in conformità ai protocolli standard, Rimuovere la soluzione in eccesso dalla cute circostante. Scelta della medicazione: Selezionare la dimensione della medicazione in schiuma non adesiva Kliniderm Foam in modo che sia leggermente più grande della ferita. Applicazione della medicazione:
1. Se necessario la medicazione può essere tagliata in base alla dimensione della ferita,
2. Centrare la medicazione sulla ferita e applicarla delicatamente,
3. Fissare la medicazione con un nastro adesivo adeguato per garantire che rimanga posizionata centralmente.

Sostituzione e rimozione della medicazione:

1. La medicazione in schiuma non adesiva Kliniderm Foam può rimanere in posizione fino a 7 giorni, in base alle condizioni del paziente e al livello di essudato. Inizialmente potrebbe essere necessario sostituire la medicazione ogni 24 ore o quando necessario in base a una buona prassi di cura delle ferite,
2. Rimuovere la medicazione staccando il nastro adesivo con una lieve pressione,
3. Rimuovere delicatamente la medicazione dal letto della ferita e buttarla,
4. Se necessario, pulire la zona della ferita prima di applicare una nuova medicazione.

Ferite infette:

1. Se la ferita è infetta, deve essere adottato un adeguato trattamento medico,
2. L'applicazione della medicazione in schiuma non adesiva Kliniderm Foam può proseguire a discrezione del medico.

Precauzioni

Accertarsi che la medicazione sia applicata alla ferita con il lato rosa rivolto verso l'alto. Non utilizzare in pazienti con sensibilità nota a schiume o pellicole di poliuretano. Non utilizzare con soluzioni ossidanti come ipoclorito o perossido di idrogeno. Solo per uso esterno. L'uso ripetuto può causare infezioni gravi.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Non contiene prodotti di origine animale. Non riutilizzare. Non risterilizzare. Non utilizzare nel caso in cui le singole confezioni siano danneggiate/aperte. La data di scadenza di questo prodotto è stampata sulla c



Riferimenti

Dimensione	Unità	RIF
Foam Non Adhesive		
5x5cm	10	174810
10x10cm	10	174811
10x18cm	10	174813
15x15cm	10	174812
20x20cm	10	174814

DANSK

Produktbeskrivelse
Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbindinger er sterile sårbindinger, der er sammensat af væskeabsorberende polyurethan skum og en lyserød friktionsfri, vandtæt polyurethan film, som også virker som bakteriebarriere. Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbindinger er bløde, stærkt absorbierende og behagelige og fremholder det ideelle fugtige miljø, som fremmer sårhelingen.

Indikationer

Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbinding kan bruges gennem hele helesindsprocessen og er beregnet til moderat til stærkt eksuderende kroniske og akutte sår. Kroniske sår: Tryksår. BENSÅR. Venøse sår. Arterielle sår. Diabetessår. Akutte sår: Snitsår. Hudafskrabninger. Transplantations- og donorsteder. Sår efter operation. Traumesår. Overfladiske brandsår og brandsår af partiel tykkelse. Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbinding er velegnet til brug under kompressionsforbindinger. Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbinding kan også bruges til behandling under observation af en læge af inficerede sår eller sår, der har en øget risiko for at blive inficerede. Yderligere tilvejebringer forbindingen autolytisk debridement, når det bruges sammen med en gel, som f.eks. Mesitran Soft.

Kontraindikationer

Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbinding er kontraindiceret i følgende tilfælde: - Kirurgisk implantation

Brusanvisning

Klargøring af stedet: Debrider eventuelt såret, og skyld det i overensstemmelse med standardprotokollerne. Fjern overskydende opløsning fra den omgivende hud. Valg af forbinding: Vælg en størrelse på Kliniderm Foam ikke-klebende skumforbinding, som er en anelse større end såret. Anlæggelse af forbinding:

1. Om nødvendigt kan forbindingen afklippes til samme størrelse som såret.
2. Centrér forbindingen over såret og læg den forsigtigt over sårderme.
3. Fastgør forbindingen med en velegnet tape for at sikre, at forbindingen bliver direkte på såret.

Forbindingsskift og fjernelse:

1. Kliniderm Foam skumforbinding uden klæb kan blive på stedet i op til 7 dage, afhængig af patientens tilstand og mængden af eksudat. I starten kan det være nødvendigt at skifte forbindingen efter 24 timer, eller når god sårplejepraksis dikterer, at forbindingen skal skiftes.
2. Fjern forbindingen ved forsigtigt at løfte tæpen.
3. Fjern forsigtigt forbindingen fra såret og kassér den.
4. Skyl eventuelt sårstedet, før den nye forbinding anlægges.

Inficerede sår:

