

Abteilung / Einrichtung

Station

Seriennummer

Analyt / Messmethode

Prüfer Nr. 1 (Name, Vorname)

BITTE BEACHTEN

Alle gemessenen Kontrollwerte müssen dokumentiert und bewertet werden.

Pro Woche ist gemäß Richtlinie der Bundesärztekammer (2013) eine Messung durchzuführen, abwechselnd mit normaler und hoher Kontrolllösung (für easypharm-GL: LEVEL 5 und LEVEL 6).

Liegt der Wert nicht im zulässigen Kontrollbereich, muss die Messung wiederholt werden.

Bei mehrmaligen, aufeinanderfolgenden Messungen außerhalb des Kontrollbereichs sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die Patientenwerte dürfen nur dann freigegeben werden, wenn die Kontrollwerte im zulässigen Kontrollbereich liegen.

Messgerät, Teststreifen und Kontrolllösung vor dem Test auf Zimmertemperatur (20°C - 25°C) bringen. Lagern Sie die Kontrolllösung fest verschlossen bei Zimmertemperatur unter 30°C. Nicht gekühlt lagern. 1 Monat nach Öffnung entsorgen. Kontrolllösung vor Gebrauch schütteln, erste Tropfen verwerfen, den Testtropfen auf eine saubere Oberfläche aufbringen. Bitte beachten Sie auch die Geräteanweisung und schalten Sie den Kontrollmodus ein.

Prüfer Nr. 2 (Name, Vorname)

Prüfer Nr. 3 (Name, Vorname)

	Datum / Uhrzeit	Teststreifen Lot.-Nr.	Kontrolllösung Lot.-Nr.	Unterer Zielkorridor	Oberer Zielkorridor	Zielwert*	Messwert	Abweichung (max. 11%)	Freigabe		Unterschrift / Kürzel
									ja	nein	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

0318 - Irrtum und Änderungen vorbehalten

Abteilung / Verantwortlich

Datum, Unterschrift

Kontrolle in Ordnung

*Zielwert siehe Teststreifendose

BEMERKUNG:

Weitere Informationen erhalten Sie unter: info@eu-medical.de