



SURESEAL[®]

Der selbstaktivierende
Druckverband



...sorgt für ein schnelleres
„VON HIER → NACH HIER“

SCHNELL
SICHER
KOMFORTABEL

SCHNELL: Ein schneller, wirksamer Wundverband nach der Dialyse ermöglicht es Patienten, früher aufzustehen, als mit dem traditionellen Pflaster-Gaze-Verband.


SICHER: Der SURESEAL-Zelluloseschwamm dehnt sich aus und der Heftpflasterstreifen schließt auf allen vier Seiten dicht ab. Die Ausdehnung des Zelluloseschwamms entwickelt einen direkten Druck, der aufrecht erhalten wird und dazu beiträgt, die Gerinnungszeit zu verkürzen.

KOMFORTABEL: Patienten, bei denen SURESEAL verwendet wurde, ziehen dieses dem traditionellen Heftpflaster-Gaze-Verband vor. *

2 PRODUKTE, DIE IHREN BEDARF DECKEN

SURESEAL No-Latex, latexfrei in 2 Größen.

*Firmeneigene Daten, Facet Technologies.



Produkt	Größe	Menge
SureSeal® Druckpflaster Latexfrei • Größe L • PZN 03448534	<ul style="list-style-type: none"> • Verband: 25 mm x 72 mm • Schwamm: 12 mm x 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Stück/ Packung • 20 Packungen/ Versandkarton • 2,26 kg/ Versandkarton
SureSeal® Druckpflaster Latexfrei • Größe XL • PZN 03448617	<ul style="list-style-type: none"> • Verband: 30 mm x 72 mm • Schwamm: 15 mm x 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Stück/ Packung • 20 Packungen/ Versandkarton • 2,72 kg/ Versandkarton



Vertrieb | eu-medical GmbH
www.eu-medical.de



Facet Technologies
www.facettechnologies.com