



Soft Fine Colour Die super sanfte Einmallanzette für eine einfache und sichere Blutgewinnung!

KLINION® Soft Fine Lanzetten sind kompatibel mit folgenden Stechhilfen:

KLINION® Soft Fine Colour 28 G

110 St./Packung
PZN 07336482

210 St./Packung
PZN 00870327



KLINION® Soft Fine Colour 30 G

110 St./Packung
PZN 05103532

210 St./Packung
PZN 05103495



Hinweis:
30 G = 0,32 mm, 28 G = 0,36 mm

beurer
2010



Biotest
Pronto



Menarini
Glucoject
Dual Plus



Bayer
Microlet 2



Sanofi
MyStar
SylkFeel



LifeScan
OneTouch
Comfort



AgaMatrix
Presto



Ypsomed
MyLife
Softlance



Owen Mumfort
Autolet
Impression



STADA
Glucose
Control



Abbott
Freestyle



Abbott
EasyTouch



Abbott
AutoLancet



B.Braun
Omnilance



KLINION® Soft Fine Lanzetten passen nicht zu folgenden Stechhilfen:

Roche

Accu-Chek
Softclix



Roche

Accu-Chek
Fastclix



Terumo

Finetouch
Lanzetten-
gerät



Roche

Accu-Chek Multiclix

Menarini

Glucoject Dual S

Menarini

GlucoMen Ready

LifeScan

OneTouch Delica

Soft Fine
- eine Handelsmarke
von eu-medical GmbH



eu-medical GmbH Bärensteiner Str. 27-29 01277 Dresden
info@eu-medical.de www.eu-medical.de Gebührenfreie Rufnummer: 0800 - 5 88 80 56