



soft fine® colour Die super sanfte Einmallingzette für eine einfache und sichere Blutgewinnung!

KLINION soft fine® Lanzetten sind kompatibel mit folgenden Stechhilfen:

**KLINION®  
soft fine® colour 28 G**

110 St./Packung  
PZN 07336482

210 St./Packung  
PZN 00870327



**KLINION®  
soft fine® colour 30 G**

110 St./Packung  
PZN 05103532

210 St./Packung  
PZN 05103495



Hinweis:  
30 G = 0,32 mm, 28 G = 0,36 mm

<p><b>AgaMatrix</b> Presto</p> 	<p><b>Biotest</b> Pronto</p> 	<p><b>Menarini</b> Glucoject Dual Plus</p> 	<p><b>Bayer</b> Microlet 2</p> 	<p><b>Sanofi</b> MyStar SylkF<sup>+</sup></p> 
<p><b>Medtrust</b> Wellion</p> 	<p><b>LifeScan</b> OneTouch Mini-Stechhilfe</p> 	<p><b>LifeScan</b> OneTouch Ultra Easy</p> 	<p><b>Ypsomed</b> MyLife Softlance</p> 	<p><b>Owen Mumfort</b> Autolet Impression</p> 
<p><b>BD</b> Optimus</p> 	<p><b>Abbott</b> EasyTouch</p> 	<p><b>Abbott</b> AutoLancet</p> 	<p><b>B.Braun</b> Omnilance</p> 	<p><b>STADA</b> Glucose Control</p> 

KLINION soft fine® Lanzetten passen nicht zu folgenden Stechhilfen:

**Roche**

Accu-Chek  
Softclix



**Roche**

Accu-Chek  
Fastclix



**Terumo**

Finetouch  
Lanzetten-  
gerät



**Roche**

Accu-Chek Multiclix

**Menarini**

Glucoject Dual S

**Menarini**

GlucoMen Ready

**LifeScan**

OneTouch Delica

soft fine®  
- eine Handelsmarke  
von eu-medical GmbH



eu-medical GmbH Bärensteiner Str. 27-29 01277 Dresden  
info@eu-medical.de www.eu-medical.de Gebührenfreie Rufnummer: 0800 - 5 88 80 56