

# topfine®

# topfine®



## Bestellinformation


	Produkt	Packungsgröße	PZN
	topfine® Pen-Nadeln 0,23 mm (32G) x 4 mm	100 Stück	09926762
	topfine® Pen-Nadeln 0,23 mm (32G) x 5 mm	100 Stück	08842431
	topfine® Pen-Nadeln 0,25 mm (31G) x 6 mm	100 Stück	08842448
	topfine® Pen-Nadeln 0,23 mm (32G) x 6 mm	100 Stück	13059667
	topfine® Pen-Nadeln 0,25 mm (31G) x 8 mm	100 Stück	08842477
	topfine® Pen-Nadeln 0,23 mm (32G) x 8 mm	100 Stück	13059673
	topfine® Pen-Nadeln 0,33 mm (29G) x 10 mm	100 Stück	08842483
	topfine® Pen-Nadeln 0,33 mm (29G) x 12 mm	100 Stück	08842508

Stand: März 2017

**EC REP**  
EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15,  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands

**EU-Distributor**  
Alltrade GmbH & Co. KG  
Baerler Strasse 100  
47441 Moers

**Bezugsquelle**  
eu-medical GmbH  
Bärensteiner Straße 27-29  
01277 Dresden



topfine®-Qualität  
für sanfte  
Injektionen

Geprüftes  
Qualitätsprodukt

Pen-Nadeln



Auf Wunsch mit  
Abwurfbox gegen  
unbeabsichtigte  
Stichverletzungen

Durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik ist eine sichere Insulininjektion gewährleistet.

### Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Kinder und Jugendliche	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* mm
senkrecht, mit Hautfalte	5 + 6 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 mm
schräg, mit Hautfalte	8 mm
Erwachsene	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* + 5* mm
senkrecht, mit Hautfalte	6 + 8 + 10 + 12 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 + 8 + 10 + 12 mm
schräg, mit Hautfalte	12 mm

\* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

### Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte

Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.

### Passen auf alle gängigen Insulinpens:

#### BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 3



BerliPen Precision



BerliPen Junior



#### HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio



HumaPen Luxura HD



#### NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 5



NovoPen Echo



#### AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1



Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



#### INSULINPENS von sanofi-aventis

ClikStar



TactiPen



JuniorSTAR



AutoPen classic; BerliPen areo und areo 2, BerliPen 301 und 302; DiaPen; HumaPen Memoir und Luxura; NovoPen 4 und NovoPen Junior; OptiPen Pro 1 und 2; Pendiq; YpsoPen und auf alle Fertipens.