

diamet®
mySafety



diamet® mySafety Sicherheitslanzetten

29 G 1,5 mm x Ø 0,5 mm

PZN: 08440247



Packungsinhalt:

50 Stck. sterile Sicherheitslanzetten

Beschreibung:

- Einstichtiefe: 1,5 mm
- Nadelstärke: 0,5 mm (29G)
- mit einer Nadelspitze, in konischer Form und einer polierten Oberfläche
- die Nadeln sind ultra-spitz geschliffen
- poliert und silikonbeschichtet
- mit moderner "thin wall" – Technologie

Die diamet® Sicherheitslanzetten wurden zur sicheren kapillaren Blutabnahme entwickelt. Sie sind ein Teil des Programms zur Prävention von Stichverletzungen in Krankenhäusern, Laboratorien, Arztpraxen und überall dort, wo Patienten und Fachkräfte sich sicher fühlen müssen und sind im gewerblichen Bereich nach TRBA250 zwingend vorgeschrieben. Das Benutzen der diamet® Sicherheitslanzette ist der beste Weg, um Nadelstiche und Ansteckungen zu vermeiden.

Hinweis:

Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anleitung.